

ZENO



ELIMINA EL ACNÉ EN 24 HORAS



En la actualidad nuestra imagen juega un papel cada vez más importante en todo tipo de actos sociales. Por diversos motivos (estrés, mala alimentación, síndrome premenstrual...) pueden aparecer granitos precisamente cuando tenemos que acudir a una cita importante o a una reunión de trabajo. En algunos casos, el maquillaje puede ayudarnos a cubrir el problema, pero no a solucionarlo.

¿Qué se puede hacer?

Zeno elimina el acné en sólo 24 horas.

EFICAZ

Zeno es un dispositivo médico portátil para el tratamiento del acné ocasional. Su moderno diseño y sus reducidas dimensiones hacen de **Zeno** un instrumento discreto y cómodo para llevarlo contigo y utilizarlo siempre que lo necesites.

Debido a su efectividad y sencillez, ha tenido un éxito increíble en todo el mundo, llegando a ser el tratamiento más demandado por clientes con este tipo de problema específico. En la actualidad son más de 5000 clínicas y dermatólogos en todo el mundo los que presentan **Zeno** a sus pacientes como el "tratamiento más rápido y eficaz" para acabar con el acné ocasional.



REVOLUCIONARIO

Gracias a la tecnología Clearpoint de la empresa Tyrrel, la bacteria P. Acnes es destruída a través de un proceso de golpe de calor. El tratamiento de choque térmico es una respuesta bacteriana donde se transcriben una serie de genes que activan unas proteínas de choque térmico. Estas proteínas participan en la eliminación de la bacteria haciendo que ésta se autodestruya. En ningún caso el nivel de calor aplicado es suficiente como para causar daños en la piel.

La empresa Tyrrell realizó numerosos ensayos clínicos sobre la bacteria P. Acnes con el fin de evaluar el rango de temperatura en el cual actúa el golpe de calor sobre la bacteria, incluyendo un estudio del ciclo termal. DNatrix Inc. , una compañía farmacéutica molecular propiedad conjunta del Dr. Conrad y del gabinete médico de la universidad de Texas, realizaron el ensayo de ciclo termal, el cual era crítico para determinar si el golpe de calor que actúa sobre la bacteria P. Acnes causaba algún daño a la piel. Además, estos ensayos eran vitales para precisar el rango de temperatura en el cual la bacteria P. Acnes muere en el tiempo (temperatura vs.tiempo).

**FOTO DEL PACIENTE
ANTES DEL TRATAMIENTO**



**FOTO DEL PACIENTE
DESPUÉS DEL TRATAMIENTO**



**FOTO DEL PACIENTE 24 HORAS
DESPUÉS DEL TRATAMIENTO**



RÁPIDO

Zeno incorpora una revolucionaria tecnología para eliminar el acné eficazmente en sólo 24 horas. Sólo 2 aplicaciones de 2 minutos y medio consiguen eliminar el granito, de una forma segura, indolora e higiénica.

El cabezal, una vez en contacto con la zona, transfiere calor al folículo. Un chip interno modula continuamente la temperatura a una gama fija incluso bajo diferentes condiciones de la piel y de la circulación, ajustando el flujo de energía a la absorción de calor individual. El nivel de calor producido no causa daños en la piel.

El dispositivo está diseñado para alcanzar una temperatura pre-establecida. El microprocesador no sólo se adapta a su tipo de piel, sino también a las características de absorción de calor de la espinilla. Un reloj digital integrado controla el tiempo de tratamiento. La tecnología de **Zeno** provoca un golpe de calor en los microorganismos que causan lesiones en la piel, reduciendo la inflamación y permitiendo así a la piel volver a su estado saludable anterior.

Zeno no interactúa con otros tratamientos y no tiene efectos secundarios. Además es apto para todo tipo de pieles, y puede ser utilizado tanto por hombres como por mujeres.

ANTES




DESPUÉS



SEGURO

La eficacia de **Zeno** ha sido probada en numerosos estudios clínicos que demuestran que, en el 90% de los casos tratados, el acné desapareció o mejoró notablemente en sólo 24 horas. Este porcentaje aumenta al 96% en un período temporal de 48 horas.

Más de 5.000 clínicas y dermatólogos en todo el mundo lo recomiendan a sus pacientes para el tratamiento del acné.



Los resultados clínicos demuestran que Zeno funciona.

Un estudio doble ciego realizado durante 14 días, de forma aleatoria y controlada, mostró la eficacia y seguridad de Zeno como tratamiento para el acné. La FDA* ha obtenido de los ensayos clínicos los siguientes resultados:

- El 90% de los casos fueron resueltos o mejorados en un período de 24 horas.
- El 96% de los casos fueron resueltos o mejorados en un período de 48 horas.
- El 54% de los casos fueron resueltos con solamente 2 aplicaciones de 2 minutos y medio.

* Food & Drug Administration

ZENO EN LOS MEDIOS

Zeno ha sido recibido con gran entusiasmo en los medios. En 2005, la revista Allure le otorgó el premio al mejor producto de belleza del año. Además, Zeno recibe una constante atención por parte de los más importantes programas televisivos y publicaciones del sector.



PRENSA



Redbook Magazine
Abril 2006



Shop etc
Abril 2006



Glamour
Abril 2006



Teen People
Noviembre 2006


TELEVISIÓN



Health Check CBS13 News



CNN American Morning



Tyra Banks Show
Features



KETV 7 Omaha

ZĒNO™

Zeno Ibérica

General Rodrigo 9, 28003 Madrid

Tlf: 902 10 33 53, Fax: 91 535 18 00

Email: info@zenoiberica.com

www.zenoiberica.com